

脱蜡液说明书

【产品货号】

RS0067

【产品名称】

通用名称：脱蜡液

【包装规格】

500mL

【预期用途】

供组织病理学实验室和细胞学实验室用于取代二甲苯进行浸蜡组织样本处理及脱蜡、透明，细胞学制片的透明。本品一种新型合成的、专门为组织病理学和细胞学样品处理设计的无色有机溶剂，不含苯，是二甲苯替代物。对酒精和石蜡有良好溶解作用，可取代组织制片过程中的二甲苯且对仪器无腐蚀性,改良了二甲苯处理标本时常见的硬和脆的问题

【储存条件及有效期】

1、储存要求：2℃-8℃密封保存。

2、有效期：二年。

【使用方法】

1. 用于包埋前的组织块透明：经脱水充分的组织块浸入 5-10 倍体积的本产品中，根据组织块大小进行透明 1-4 h，为透明彻底，建议分两步。然后常规浸石蜡及包埋。

2. 用于染色前的切片脱蜡：将石蜡切片浸入本产品中，根据切片厚度室温脱蜡 20-30 min，建议分两步，确保脱蜡彻底。然后切片经无水乙醇 5 分钟，90%乙醇 2 分钟，80%乙醇 2 分钟，70%乙醇 2 分

钟，蒸馏水洗 3 次进行后续特殊染色或免疫组化标记等。

3. 可用于全自动免疫组化仪中的脱蜡液

【注意事项】

1、本品仅用于科研，不做其他用途。

2、需专业人员使用。

3、应用适当防护措施，避免试剂同皮肤和眼睛接触。

4、废液处理：进行无害化处理，并符合相关的环保要求。

【相关试剂】

货号	中文名称
YS0001	抗体稀释液 (组化仪可用)
RS0054	脱蜡热修复液(PH6.0)二合一 20X
RS0055	脱蜡热修复液(PH9.0)二合一 20X
RS0122	缓冲液(组化仪 浓缩型 20X (组化仪可用)
RS0123	免疫组化抗原修复缓冲液 9.0 (组化仪可用)
RS0124	免疫组化抗原修复缓冲液(柠檬 (组化仪可用)
YS0005	苏木素染色液 (组化仪可用)
RS0067	脱蜡液 (组化仪可用)
YS0051	DAB 显色试剂盒
RS0011	即用型鼠兔通用二抗

【图标示意】

以下图标可能部分标注于产品外标签上



货号



批号



仅供科研使用



保存温度



参照使用说明书



制造厂商



有效期